

CORNLEY

Vitagas 5^{series}

Blood Gas Analyzer

pH pCO₂ pO₂ K⁺ Na⁺ Cl⁻ Ca²⁺ Hct Lac Glu



LARGO

Pantalla táctil LCD a color de 12,1 pulgadas, gran espacio de almacenamiento de datos.

MAS

Más de 30 parámetros calculados

NUEVO

Seco desechable, Electrodo de lactato-glucosa con tecnología innovadora, hasta 30 días.

FACIL

Video instructivo y ayuda en línea

Características

- Packs de reactivos multiespecificación (50 tests/pack-1200 tests/pack): almacenados a temperatura ambiente durante 9 meses, válidos hasta 45 días a bordo.
- Paquete de solución de descarga integrado para evitar la contaminación biológica y sin desperdicio hasta que se agote.
- Aspiración automática de muestra y limpieza de aguja de muestra, capilar de soporte, jeringa de sangre arterial, probeta, etc.
- Velocidad de análisis de muestra -60s (con Lac/Glu <90s), volumen de sangre para todos los parámetros <170ul.
- Reglas de control de calidad multinivel incorporadas, gráficos de control de calidad, datos de control de calidad, imprimibles y exportables.
- Admite LIS bidireccional, WiFi incorporado, 4G y sistema de mantenimiento remoto.
- Escáner de código de barras 2D e impresora térmica incorporados, compatible con impresora USB externa.
- SAI incorporado, carro opcional y SAI externo de gran capacidad.

 **Farmadal**
Productos con resultados garantizados

Santo Domingo
(809) 379-0405

Santiago
(809) 583-8306

📍 farmadal

📞 Farmadal Srl

ventas@farmadal.com